

FN SERİSİ

Kuru Hava Sterilizatörleri ve Fırınlar

- Tıp, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan katı malzemelerin kuru havalı sterilizasyonu için ideal tasarım
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testi uygulamaları için kullanılabilme imkanı
- FN 400/500 anodik oksidasyonlu alüminyum hücre ve doğal hava sirkülasyonu
- FN 400P/500P paslanmaz çelik hücre ve cebri hava sirkülasyonu
- Sıkı kapanan ve contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı
- Ayarlanabilir havalandırma klepesi
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Tek düğme ile kolay programlanabilme: Sadece çevirin ve basın
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menu
- Programlanabilir alarm limitleri
- 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostadı ile ilave güvenlik



TEKNİK ÖZELLİKLER

	FN 400	FN 400P	FN 500	FN 500P
Sıcaklık Ayar Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 5°C / 250°C			
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const			
Kontrol Sistemi	N-Prime™ Programlanabilir PID Mikroişlemci			
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C			
Sıcaklık Dağılımı (150°C' de)	± 2°C			
Sıcaklık Dalgalanması	± 1°C			
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C			
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat + Süresiz Pozisyonu			
Program Erteleme	1 dk. - 99,9 saat			
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	10 veya 30 saniye, 1,5,30 veya 60 dakika			
Hücre Hacmi, litre	48	42	120	110
Raf Sayısı (Standart/ Maksimum), Adet	2/7	2/7	2/10	2/10
İç Yüzey Yapısı	Anodik oksidasyonlu alumünyum	Paslanmaz Çelik	Anodik oksidasyonlu alumünyum	Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac			
Kurulu Güç	800 W	900 W	1600 W	1550 W
Güç Değerleri	230 V, 50 Hz			
İç Ölçüler (GxDxY) mm	420x320x360	420x280x360	500x480x500	500x445x500
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	705x475x540	705x505x540	785x630x680	790x665x680
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	790x570x760	790x570x750	870x740x860	870x740x860
Net/Paketli Ağırlık kg	37/43	40/47	55/65	60/70

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

FN XXX P FN 400/FN 500 için paslanmaz çelik hücre ve sirkülasyon ilavesi

AKSESUARLAR

- R 01 136 Paslanmaz çelik tel raf (FN 400)
- R 01 126 Paslanmaz çelik tel raf (FN 400P)
- R 01 135 Paslanmaz çelik tel raf (FN 500)
- R 01 111 Paslanmaz çelik tel raf (FN 500P)
- K 23 047 Raf kızağı (FN 400)
- K 23 048 Raf kızağı (FN 400P)
- K 23 046 Raf kızağı (FN 500)
- K 23 040 Raf kızağı (FN 500P)

NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003

