

NF 024

Mikrolitre Santrifüjü



- İki farklı rotoru ile yüksek hız ve santrifüj kuvveti gerektiren çalışmalar için ideal tasarım
- Doğru ve güvenilir çalışmalar için programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemi
- Tüm parametrelerin kolayca okunduğu aydınlatmalı geniş LCD gösterge
- Programlanabilir RCF
- Kapak kilidi sayesinde rotor dönerken kapağın açılması engellenerek emniyetli bir şekilde çalışma
- Kısa süreli santrifüj işlemleri için "short spin" tuşu
- Hücre içindeki sürekli hava akışı sayesinde azaltılmış sıcaklık artışı
- Sessiz ve bakım gerektirmeyen DC motor
- Dengesizlik dedektörü
- 12x1,5/2 ml. açılı rotor ve 200 µl, 400/500 µl mikrotüp adaptörleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Maksimum Hız	15.000 rpm
Maksimum RCF	15.596xg
Kapasite	12 x 1,5/2 ml
Kontrol Sistemi	Programlanabilir Mikroişlemcili Kontrol Sistemi
Hız Ayar Aralığı	500 - 15.000 rpm
Hız Ayar Kademesi	100 rpm
Zaman Ayar Aralığı	30 saniye-999 dakika ve süresiz çalışma
Motor	Kömürsüz DC motor
Gövde, Kapak ve Hücre	Metal ile güçlendirilmiş ABS plastik
Güç Değerleri	24 V DC
Kurulu Güç	72 W
Dış Ölçüler (GxDxY) mm.	262x230x131
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm.	340x 300x195
Net / Paketli Ağırlık (kg)	4 / 6

ROTOR

Z12.B 50 035 Açılı rotor, 2x8x0,2 ml PCR Strip 15.000 rpm. 13.080xg



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TURKEY t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97

nuve.com.tr satis @nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003