

FN SERİSİ

Kuru Havalı Sterilizatörler

- Tıp, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan katı malzemelerin kuru havalı sterilizasyonu için ideal tasarım
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testleri için kullanılabilme imkanı
- Hassas sıcaklık kontrolü ve sabit sıcaklık sağlayan hava ceketli ısıtma sistemi
- Homojen sıcaklık dağılımı sağlayan doğal hava sirkülasyonu
- Cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım
- Birçok kimyasala dayanıklı ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre
- Ayarlanabilir havalandırma klapesi
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlanabilme
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menü
- Programlanabilir alarm limitleri
- Dahili hafıza ile 125 güne kadar kayıt alma imkanı
- Harici USB bellek desteği ile uzun süreli kayıt alma
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostati ile ilave güvenlik



TEKNİK ÖZELLİKLER

	FN 055	FN 120
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı	Ortam sıcaklığı +5°C / 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Dağılımı (150°C)*	± 2°C	
Sıcaklık Dalgalanması (150°C)*	± 1°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat / süresiz	
Program Erteleme	1 dakika - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1-999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	55	120
Raf Sayısı (Standart / Maksimum) adet	2/7	2/10
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik sac	
Kurulu Güç	1400 W	1600 W
Çalışma Voltajı	230 V, 50 Hz	
İç Ölçüler (GxDxY) mm	410x370x360	500x480x500
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	645x565x710	730x670x850
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	740x640x900	830x760x1050
Net/Paketli Ağırlık, kg	45/52	62/72

*22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

FN XXX N N-Smart™ Kontrol Sistemi

N-Smart™ KONTROL SİSTEMİ İÇİN OPSİYONLAR

A 08 191 AlerText™ GSM alarm modülü (Sim kart dahil değildir)
A 08 195 NüveCloser™ yazılımı
A 08 231 NüveCloser™ Multi yazılımı

AKSESUARLAR

K 23 048 FN 055 Raf kazağı
K 23 040 FN 120 Raf kazağı
R 01 127 FN 055 Paslanmaz çelik tel raf
R 01 131 FN 120 Paslanmaz çelik tel raf



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 45001:2018

