



FN 400P/500P

Kuru Hava Sterilizatörleri ve Fırınlar



- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testleri için kullanılmaktadır.
- Paslanmaz çelik hücre ve cebri hava sirkülasyonu
- Sıkı kapanan ve silikon contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı
- Ayarlanabilir havalandırma sürgüsü
- Verimli ısıtma ve sıcaklık kararlılığı için yüksek yoğunlukta yalıtım
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlanabilme
- Programlanabilir alarm limitleri
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menü
- Dahili hafıza ile 125 güne kadar kayıt alma imkanı
- Harici USB bellek desteği ile uzun süreli kayıt alma
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik

N-prime

TEKNİK ÖZELLİKLER

	FN 400P	FN 500P
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı	70°C / 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Dağılımı (150°C)*	± 2°C	
Sıcaklık Dalgalanması (150°C)*	± 1°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat / Süresiz	
Gecikmeli Başlatma Zamanlayıcısı	1 dakika - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1-999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	48	120
Net Hacim, litre	42	110
Raf Sayısı (standart/maksimum), adet	2 / 7	2 / 10
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik sac	
Kurulu Güç	800 W	1600 W
Çalışma Voltajı	230 V - 50 Hz	
Hücre Ölçüleri (GxDxY) mm	420x320x360	500x480x500
Net İç Ölçüler (GxDxY) mm	420x280x360	500x450x500
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	705x505x540	785x665x680
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	790x570x750	870x740x860
Net İç Ölçüler (GxDxY) mm	40 / 47	60 / 70

*22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken

AKSESUARLAR

K 23 040	FN 500P için raf kazağı
K 23 048	FN 400P için raf kazağı
R 01 111	FN 500P paslanmaz çelik tel raf
R 01 126	FN 400P paslanmaz çelik tel raf

NOT: Her raf için 2 adet raf kazağı sipariş edilmelidir.



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 45001: 2018

