

# KD 200/400

## Fırınlar



- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıtma işlem ve uzun süreli kararlılık testi uygulamaları için geniş hacimli ideal tasarım
- Paslanmaz çelik hücre ve cebri hava sirkülasyonu
- Sıkı kapanan ve contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı
- Ayarlanabilir havalandırma klepesi
- Yoğun nemli uygulamalar için istenildiğinde çalıştırılabilen nem atma fanı
- Verimli ısıtma ve sıcaklık kararlılığı için yüksek yoğunlukta yalıtım
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroışlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlanabilme
- Programlanabilir alarm limitleri
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan 4 haneli şifre korumalı menü
- Dahili hafıza ile 125 güne kadar kayıt alma imkanı
- Harici USB bellek desteği ile uzun süreli kayıt alma
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik

## TEKNİK ÖZELLİKLER

	KD 200	KD 400
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı	70°C / 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Değişimi (150°C)*	±3 °C	±4°C
Sıcaklık Dalgalanması (150°C)*	± 2°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat / süresiz	
Gecikmeli Başlatma Zamanlayıcısı	1 dakika - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1 -999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	208	398
Net Hacim, litre	191	371
Raf Sayısı (standart/maksimum), adet	2 / 7	2 / 12
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik sac	
Kurulu Güç	3100 W	4100 W
Çalışma Voltajı	400 V - 50 Hz	
Hücre Ölçüleri (GxDxY) mm	500x490x850	500x590x1350
Net İç Ölçüler (GxDxY) mm	500x450x850	500x555x1350
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	655x755x1140	684x780x1620
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	730x760x1320	760x830x1850
Net/Paketli Ağırlık, kg	90 / 112	140 / 160

\*22°C ortam sıcaklığında, nem atma fanı ve havalandırma kanalı kapalı konumda iken

### AKSESUARLAR

K 23 040	KD 200 / KD 400 için raf kazağı
R 01 111	KD 200 için paslanmaz çelik tel raf
R 01 134	KD 400 için paslanmaz çelik tel raf

**NOT: Her raf için 2 adet raf kazağı sipariş edilmelidir.**



**NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.**

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97  
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015  
ISO 13485: 2016  
ISO 45001: 2018

