

NS 103

Ekonomik Su Distile Cihazı



- Distile suyun hızlı ve ekonomik olarak temin edilmesi için ideal tasarım
- CO₂ gazını atmak için egzoz bacası
- Paslanmaz çelikten üretilmiş kaynama kazanı
- Yoğuşurma için paslanmaz çelik soğutma serpantini
- Susuz çalışmaya karşı korunmuş ısıtıcılar
- Kaynama kazanı düşük su seviyesi için uyarı ledi
- Giriş suyu basıncının gözlemlenip ayarlanabilmesi için manometre
- Duvara asılabilir model
- Kolay kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

	NS 103
Distile Su Kapasitesi (litre/saat)	3,5
Soğutma Suyu Sarfıyatı (litre/saat)	35
Emniyet Sistemi	Yüzey termostadı
Kaynama Kazanı Hacmi (litre)	4
Manometre	0 - 100 mbar
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Kurulu Güç	2500 W
Çalışma Voltajı	230 V – 50 Hz
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	410x260x565
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	480x450x650
Net/Paketli Ağırlık, kg	12/16