

EN SERİSİ

İnkübatörler

Üniversitelerin tıp, veterinerlik, eczacılık, fen, ziraat, mühendislik fakülteleri ve enstitü laboratuvarlarında ayrıca ilaç, kozmetik, gıda, kimya sanayindeki araştırma ve kalite kontrol birimlerinde, mikrobiyoloji alanındaki çalışmalarda ihtiyaç duyulan inkübasyon koşullarını sağlamak ve hassas sıcaklık gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.

- Hassas sıcaklık kontrolü ve sabit sıcaklık sağlayan hava ceketli ısıtma sistemi
- Mikrobiyoloji çalışmalarında en aza indirgenmiş çapraz kontaminasyon ve homojen sıcaklık dağılımı
- Cam yünü, alüminyum tabaka ve hava boşluğundan oluşan üçlü yalıtım
- Kolay temizlik için düzgün yüzeyli paslanmaz çelik hücre
- Hücre içinde sıcaklık değişimine neden olmadan numunelerin gözlemlenmesini sağlayan çerçevesiz cam kapı
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikro işlemcili kontrol sistemi
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlayabilme
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan 4 haneli şifre korumalı menü
- Programlanabilir alarm limitleri
- Dahili hafıza ile 125 güne kadar kayıt alma imkanı
- Harici USB bellek desteği ile uzun süreli kayıt alma
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik
- Ayarlanabilir havalandırma klapesi



	EN 055	EN 120
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı	Ortam sıcaklığı +5°C / 99,9°C	
Sıcaklık Sensörlü	Fe-Const	
1 Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™	
Göstergeler	Sıcaklık ve zaman için LED gösterge	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	0,1°C	
Sıcaklık Dağılımı (37°C)*	≤ ±0,5°C	
Sıcaklık Dalgalanması (37°C)*	±0,1°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	±0,5°C/5°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat / süresiz	
Program Erteleme	1 dakika - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1-999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	55	120
Raf Sayısı (Standart / Maksimum), adet	2/7	2/10
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik sac	
Kurulu Güç	350 W	400 W
Çalışma Voltajı	230V - 50 Hz	
İç Ölçüler (GxDxY) mm	420x370x365	500x480x500
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	645x560x710	730x670x850
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	720x650x930	800x750x1070
Net / Paketli Ağırlık, kg	46/49	66/71

*22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

EN XXX N N-Smart™ Kontrol Sistemi

N-Smart™ KONTROL SİSTEMİ İÇİN OPSİYONLAR

A 08 191 AlerText™ GSM alarm modülü (Sim kart dahil değildir)

A 08 195 NüveCloser™ yazılımı

A 08 231 NüveCloser™ Multi yazılımı

AKSESUARLAR

K 23 048 EN 055 Raf kızağı

K 23 040 EN 120 Raf kızağı

R 01 127 EN 055 Paslanmaz çelik tel raf

R 01 131 EN 120 Paslanmaz çelik tel raf

NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97

nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015

ISO 13485: 2016

ISO 45001: 2018

