



FN 400/500

Kuru Hava Sterilizatörleri

- Tıp, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan katı malzemelerin kuru hava ile sterilizasyonu için ideal tasarım
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testleri için kullanılabilme imkanı
- Eloksoal kaplı alüminyum hücre ve doğal hava sirkülasyonu
- Ayarlanabilir havalandırma sürgüsü
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlanabilme
- Programlanabilir alarm limitleri
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menü
- Dahili hafıza ile 125 güne kadar kayıt alma imkanı
- Harici USB bellek desteği ile uzun süreli kayıt alma
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik



N-prime

TEKNİK ÖZELLİKLER

	FN 400	FN 500
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı	Ortam sıcaklığı +5°C ile 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Prime™	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Dağılımı (150°C)*	±2°C	
Sıcaklık Dalgalanması (150°C)*	±1°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat / süresiz	
Program Erteleme	1 dakika - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1-999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	48	120
Raf Sayısı (Standart/Maksimum), adet	2/7	2/10
İç Yüzey Yapısı	Eloksal kaplı alüminyum	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik sac	
Kurulu Güç	800 W	1600 W
Çalışma Voltajı	230 V - 50 Hz	
İç Ölçüler (GxDxY) mm	420x325x360	500x480x500
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	705x475x540	785x630x680
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	790x570x760	870x740x860
Net / Paketli Ağırlık, kg	37 / 43	55 / 65

*22°C ortam sıcaklığında, havalandırma kanalı kapalı konumda iken

AKSESUARLAR

K 23 047	FN 400 Raf kazağı
K 23 046	FN 500 Raf kazağı
R 01 136	FN 400 Paslanmaz çelik tel raf
R 01 135	FN 500 Paslanmaz çelik tel raf

NOT: Her raf için 2 adet raf kazağı sipariş edilmelidir.



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 45001: 2018

