



ND SERİSİ

Su Distile Cihazları



- Distile su depolama tankı ile yeni tasarım
- Mikroşemli kontrol sistemi ile tam otomatik çalışma
- CO₂ gazını atmak için egzoz bacası
- Uyarı ışıklı emniyet özellikleri:
 - Su seviyesi yüksek
 - Su yetersiz
 - Distilasyon
 - Isıtıcı arızası
 - Distile tankı dolu
 - Distile tankı yarım
- Distile su tankı dolduğunda cihazın çalışmasını durduran ve tanktaki su seviyesi yarıya indiğinde tekrar çalıştıran otomatik kontrol sistemi
- Isıtılan suyun belirli bir miktarı tekrar kullanılarak sağlanan enerji tasarrufu
- Susuz çalışmaya karşı korunmuş ısıtıcılar
- Uzun ömürlü paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Paslanmaz çelikten üretilmiş kaynama kazanı, depolama tankı ve yoğuşurma serpantini
- Hem masa üstü hem de duvara monteli kullanıma izin veren tasarım
- Isıtıcıların kireçlenmesini asgariye indiren silifos filtre

TEKNİK ÖZELLİKLER

	ND 4	ND 12
Distile Su Kapasitesi, litre/saat	4	12
Depolama Tankı Kapasitesi, litre	8	24
Soğutma Suyu Sarfıyatı, litre/saat	40	120
Kurulu Güç	3x1000 W	3x3000 W
Çalışma Voltajı	400 V - 50 Hz	
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac	
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	820x395x650	820x395x710
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	880x480x810	880x480x860
Net / Paketli Ağırlık, kg	40/52	45/57