

NF 048

Mikrolitre & Hematokrit Santrifüj



- İki farklı rotor seçeneği ile geniş uygulama alanı :
 - Kılcal tüplerdeki kan örneklerinin santüfrüjü sonucunda hematokrit seviyesinin ölçülmesini sağlayan hematokrit rotor
 - 18.188xg RCF sağlayarak moleküler biyoloji, biokimya ve farklı alanlarda birçok uygulama için kullanılabilen açılı rotor
- Doğru ve güvenilir sonuçlar için N-Prime™ programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemi
- Tek düğme ile kolay programlama: Sadece çevirin ve basın
- RPM/RCF ve zaman için iki geniş LED gösterge
- RPM veya RCF değeri ile program yapabilmeye özelliği
- Kısa santrifüj işlemleri için "pulse" seçeneği
- Kapaktaki hava kanalından sürekli havalandırma sayesinde azaltılan hazne içi sıcaklık artışı
- Sessiz ve bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- Elektrostatik toz boyalı çelikten imal edilmiş gövde, kapak ve hazne
- Kapak kilit sistemi ve motor aşırı ısınma koruması ile ilave güvenlik

TEKNİK ÖZELLİKLER


	Açılı Mikrolitre Rotor	Hematokrit Rotor
Maksimum Hız	14.000 rpm	12.000 rpm
Maksimum RCF	18.188xg	14.811xg
Tüp Kapasitesi	24 x 1,5/2 ml	24 x Kapiller Tüp
Kontrol Sistemi	N-Prime™ Programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemi	
Gösterge	RPM/RCF ve zamanlayıcı için LED göstergeler	
Hız Ayar Aralığı	1.000 - 14.000 rpm	
Hız Ayar Kademesi	10 rpm	
Zamanlayıcı Ayar Aralığı	1-99 dakika + Süresiz çalışma	
Zamanlayıcı Ayar Kademesi	1 dakika	
Motor	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor	
Gövde, Kapak ve Hazne	Elektrostatik toz boyalı çelik	
Güç Değerleri	230 V / 50 Hz	
Kurulu Güç	450 W	
Dış Ölçüler (GxDxY) mm.	285x360x245	
Paket Ölçüleri (WxDxH) mm.	350x 420x480	
Net / Paketli Ağırlık (kg)	13 / 17	

ROTORLAR

Kod	Rotor Tipi	Kapasite	Maksimum Tüp Çapı (mm)	Yarıçap (mm)	Maksimum Hız	Maksimum RCF
B 50 019	Açılı	24 x 1,5/2 ml.	11	83	14.000 rpm	18.188xg
B 50 020	Hematokrit	24 x Kapiller Tüp	0,75	92	12.000 rpm	14.811xg

ADAPTÖRLER

Kod	Tüp Tipi	Maksimum Tüp Çapı (mm)
A 14 005	500/800 µL	8
A 14 006	200 µL PCR	6,5
A 14 007	250/400/700 µL	6



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003

